

La nouvelle technologie Titan™ de Cutera® lutte activement contre les effets du vieillissement de la peau grâce à une méthode entièrement naturelle. L'appareil utilise l'énergie lumineuse pour stimuler la production de collagène en profondeur, sous la surface de la peau. La technologie Titan permet de renforcer la tenue des tissus du visage, des bras, du ventre et des jambes. C'est une solution idéale pour retrouver une peau jeune et rayonnante de santé sans intervention chirurgicale, injection ni période de rétablissement.

TRAITEMENT DU RELÂCHEMENT CUTANÉ

CUTERA™

Cutera
European Headquarters
Industriestrasse 19
8304 Wallisellen ZH, Switzerland
Tel.: +41 43 233 73 73
Fax: +41 43 233 73 50

Cutera France
3, rue de Colonel Moll
75017 Paris
Tel.: +33 1 53 81 77 10
Fax: +33 1 53 81 77 03

© 2004 Cutera, Inc. Tous droits réservés. CoolGlide est une marque déposée et Cutera est une marque commerciale de Cutera, Inc.

PB0005F

CUTERA™

Raffermer les tissus avec Titan

Comment l'appareil Titan fonctionne-t-il ?

Le Titan utilise une lumière infrarouge non nocive pour chauffer le derme bien en profondeur, sous la surface de la peau. Cet échauffement peut entraîner une contraction immédiate du collagène, ce qui a pour effet de raffermer la peau. Au cours du traitement, la surface de la peau (épiderme) est protégée grâce à un refroidissement continu fourni par la pièce à main Titan. Après le traitement, l'augmentation de la production de collagène renforce la tenue des tissus et améliore la tonicité de la peau, l'aspect des plis et des rides.

La différence Titan

L'appareil Titan utilise l'énergie lumineuse car elle permet une répartition plus uniforme de l'énergie pour chauffer le derme en profondeur, contrairement à d'autres sources d'énergie telles que la radiofréquence.

Quelles sont les parties du corps qui réagissent le mieux à la technologie Titan ?

Des patients ont été traités avec succès sur de nombreuses zones corporelles dont les tissus étaient affaiblis. Le traitement est particulièrement efficace sur le relâchement cutané du contour de la mâchoire, sous le menton, du ventre et de l'arrière du bras.

Qui peut être traité avec cette méthode ?

Étant donné que la technologie Titan consiste à chauffer les tissus situés sous la surface de la peau, tous les phototypes peuvent être traités. Les hommes et les femmes de tous âges peuvent être concernés par cette technique. Consultez votre médecin pour savoir si la méthode Titan peut vous convenir.

Combien de traitements me seront nécessaires ?

Un traitement unique peut donner de très bons résultats pour certains patients. Votre médecin vous indiquera le nombre et la fréquence de traitements recommandés pour obtenir un résultat optimal.

Que se passe-t-il après le traitement ?

A-t-il des effets secondaires ?

Immédiatement après le traitement, des rougeurs ou un léger gonflement peuvent apparaître au niveau de la zone traitée. Ces deux symptômes se dissipent généralement en quelques heures. Veuillez consulter votre médecin pour obtenir des informations complètes sur les effets bénéfiques et les risques du traitement.

Quand vais-je voir apparaître les résultats du traitement ?

Certains patients constatent des résultats immédiatement. Néanmoins, pour la majorité des patients, les résultats apparaissent progressivement sur une période de trois à six mois, à mesure de la production de nouveau collagène et du raffermissment des tissus.

Que vais-je ressentir au cours du traitement ?


À chaque impulsion fournie par l'appareil Titan, vous ressentirez une brève sensation de chaleur. Certains patients préfèrent prendre un léger analgésique avant le traitement. Néanmoins, de nombreux patients ne ressentent aucune sensation désagréable sans prise d'analgésique. Votre médecin vous conseillera sur ce point.

L'appareil Titan a-t-il été testé et agréé ?

L'appareil Titan a été soigneusement étudié dans des centres médicaux du monde entier. Il est autorisé en Europe pour le traitement des rides.



Avant



Après la 2e séance

Avec l'aimable autorisation du docteur Bruce Russell

Programmez votre consultation dès aujourd'hui afin de savoir si vous êtes un bon candidat au traitement avec la technologie Titan.